Лабораторная работа №6.1. Эффект Мессбауэра.

Николай Козырский

30 ноября 2016 г.

1 Теория

Зависимость интенсивности излучения атома от частоты описывается выражением:

$$I_{\omega} = I_0 \frac{(\Gamma/2)^2}{(\Gamma/2)^2 + (\omega - \omega_0)^2},$$
 (1)

иначе говоря, имеет Лоренцовскую зависимость с центром в ω_0 и шириной на половине высоты, равной Γ .

Процесс, обратный испусканию, – резонансное поглощение – описывается той же зависимостью. Это значит, что эффективное сечение резонансного поглощения $\sigma(\omega)$ имеет вид

$$\sigma(\omega) = \sigma_0 \frac{(\Gamma/2)^2}{(\Gamma/2)^2 + (\omega - \omega_0)^2},\tag{2}$$

где σ_0 – максимальное эффективное сечение поглощения, определяемое физикой процесса. Выражение (2) называется в ядерной физике формулой Брейта-Вигнера, и для бесспиновых частиц, вступающих в реакцию из s-состояния относительного движения, имеет вид

$$\sigma_{ab} = \pi \lambda_a^2 \frac{\Gamma_a \Gamma_b}{(E - E_0)^2 + (\Gamma/2)^2},\tag{3}$$

где Γ_a — ширина распада составного (возбужденного) ядра с испусканием налетающей частицы a (упругое рассеяние), Γ_b — с испусканием другой частицы (неупругое рассеяние), $\Gamma = \Gamma_a + \Gamma_b$ полная ширина уровня, λ_a — длина волны бомбардирующей частицы.

В случае резонанся сечение упругого рассеяния σ_{aa} принимает вид:

$$\sigma_{aa} = 4\pi \lambda_a^2 (\Gamma_a / \Gamma)^2. \tag{4}$$

Это означает, что если энергетически возможно лишь упругое рассеяние, то максимальное сечение в резонансе равно

$$\sigma_{aa} = \sigma_{aa,max} = 4\pi\lambda_a^2. \tag{5}$$

Сечение неупругого рассеяния максимально при $\Gamma_a = \Gamma_b = \Gamma/2$ и равно

$$\sigma_{ab} = \sigma_{ab,max} = \pi \lambda_a^2 \tag{6}$$

В процессе испускания и поглощения γ -квантов излучающие и полгощающие свободные ядра элементов вследствие закона сохранения импульса приобретают часть энергии. Если энергия возбужденного уровня ядра E_1^* , энергия испускаемого γ -кванта E_{γ} , то

$$E_{\gamma} = E_1^* - R,\tag{7}$$

где R – кинетическая энергия отдачи.

При поглощении γ -кванта, имеющего энергию E_{γ} , таким же ядром оно также получает кинетическую энергию отдачи R, так что на возбуждение ядра будет затрачена энергия

$$E_2^* = E_\gamma - R = E_1^* - 2R. (8)$$

Эффект Мессбауэра состоит в том, что если излучающее ядро не свободно, а находится в кристаллической решетке, то при определенных условиях поглощение и испускание γ -излучения с большой вероятностью происходят без потерь на отдачу, т.е. в спектре испускания (или поглощения) появляется несмещенная линия

$$E_{\gamma} = E_1^* = E_2^*. \tag{9}$$

Такое явление называется ядерной резонансной флуоресценцией или ядерным резонансным рассеянием (поглощением) или просто эффектом Мессбауэра.

2 Установка

Блок схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.




Рис. 1: Схема установки: Э — эксцентрик, С — сцинтилляционный кристалл, У — усилитель, AA — одноканальный амплитудный анализатор, ЭВМ — персональный компьютер, 3Γ — звуковой генератор, РД-09 — двигатель с редуктором, BCB — высоковольтный стабилизированный выпрямитель

Поглотителем служит оловянная фольга. Поглотитель укреплен в рамке, приводимой в движение кулачковым механизмом. Форма эксцентрика выбрана так, чтобы движение поглотителя происходило с постоянной скоростью.

3 Ход работы

1. Снять распределение числа испускаемых гамма-квантов по их энергиям. По полученному распределению подобрать настройки анализатора импульсов так, чтобы детектировались только гамма-кванты с энергией 23.8 кЭв.

2. Получить зависимость поглощения от относительной скорости поглотителя. В работе исследуются 4 образца: 3 образца олова различной толщины, и один образец оксида олова SnO_2 .

4 Обработка результатов

1. Калибровка:




Рис. 2: Калибровочный график

По результатам калибровки на анализаторе сигналов выбраны рабочие пределы от $2\mathrm{B}$ до $10\mathrm{B}$.

2. Образец олова толщиной 100мкм (образец 1):




Рис. 3: Олово 100мкм

Амплитуда:

$$\epsilon = \frac{4350 - 3850}{4350} \cdot 100\% = 11.5\%$$

Хим. сдвиг: $2.54\pm0.01mm/s=15.88\pm0.06\cdot10^{-8}eV$ $\Gamma_{exp}=1.94\pm0.08mm/s=12.1\pm0.5\cdot10^{-8}eV$

3. Образец олова толщиной 200мкм (образец 2):




Рис. 4: Олово 200мкм

Амплитуда:

$$\epsilon = \frac{2200 - 1800}{2200} \cdot 100\% = 18.2\%$$

Хим. сдвиг: $2.45\pm0.01mm/s=15.32\pm0.06\cdot10^{-8}eV$ $\Gamma_{exp}=2.12\pm0.06mm/s=12.3\pm0.4\cdot10^{-8}eV$

4. Образец SnO_2 (образец 4):




Рис. 5: SnO_2

Амплитуда:

$$\epsilon = \frac{3750 - 2500}{3750} \cdot 100\% = 33.3\%$$

Хим. сдвиг: $-0.04\pm0.01mm/s=0.25\pm0.06\cdot10^{-8}eV$ $\Gamma_{exp}=1.94\pm0.08mm/s=27.9\pm0.3\cdot10^{-8}eV$

5 Обсуждение результатов

Полученные величины Γ_{exp} по порядку величины совпадают со значениями, приведенными в учебнике. Полученные экспериментальные данные с большой степенью точности ($R^2 \equiv 0.99$) описываются кривой Лоренца. Погрешности полученных значений Γ_{exp} , ϵ и хим.сдвига лежат в пределах 5 %.

6 Вывод

С помощью метода доплеровского сдвига мессбауэрских линий испускания и поглощения были исследованы резонансное поглощение гамма-квантов испускаемыми ядрами олова в соединении $BaSnO_3$ при комнатной температуре. Был определен максимум резонансного поглощения, его величина, а также экспериментальная ширина линии Γ_{exp} . Результаты измерений приведены в таблице ниже:

Образец	Aмплитуда $(%)$	Хим.сдвиг $(3B \cdot 10^{-8})$	$\Gamma(9B \cdot 10^{-8})$
1	11.5	15.88	12.1
2	18.2	15.32	12.3
4	33.3	0.25	27.9