волна де Бройля, длина которой определяется соотношением $\Pi - h/mv$. Если кинетическая энергия электрона невелика, то $E = mv^2/2$ и $\Pi = h/j2rnE$. При движении электрона через атом длина волны де Бройля становится меньше и равна A' = h/y/2m(E + Uo), где $Uo - \Gamma$ лубина атомного потенциала. При этом, как показано на рис. 4, волна де Бройля отражается от границ атомного потенциала, т. е. от поверхности атома, и происходит интерференция прошедшей через атом волны / и волны 2, отраженной от передней и задней границы атома (эти волны когерентны).

Прошедшая волна / усилится волной 2, если геометрическая разность хода между ними $\mathcal{A} = 2I = \mathcal{A}'$, что соответствует условию первого интерференционного максимума, т. е. при условии

$$21 = V2m(E \setminus + Uo)$$
 (8)

Здесь Ei — энергия электрона, соответствующая этому условию, которое естественно, совпадает с условием (7), следующим из решения уравнения Шредингера.

С другой стороны, прошедшая волна ослабится, если Д = 21 = (3/2) J (условие первого интерференционного минимума), т. е. при условии

$$21 = \frac{h}{2 / (2m)(2 + Uo)}$$

Решая совместно эти два уравнения (8, 9), можно исключить $\it Uo$ и найти эффективный размер атома $\it I$

$$h \lor b$$

$$\lor 32m(E2 - Ei)$$

$$(10)$$

Понятно, что энергии Ei и E_2 соответствуют энергиям электронов, прошедших разность потенциалов $V \setminus$ и V_2 , m.e. $E \setminus = eV \setminus$ и $E_2 = e\mathbf{Y}_{\Gamma}$ -

Из формул (8) и (9) можно также по измеренным величинам $E \setminus u$ E_2 рассчитать эффективную глубину потенциальной ямы атома:

$$Uo = -E_2 - VEI_0$$
 (11)

Экспериментальная установка

В данной работе для изучения эффекта Рамзауэра используется тиратрон ТГЗ-01/1.3Б, заполненный инертным газом. Схематическое изображение тиратрона и его конструкция приведены на рис. 5.

Электроны, эмитируемые катодом тиратрона, ускоряются напряжением *V*, приложенным между катодом и ближайшей к нему сеткой. Затем электроны рассеиваются на атомах инертного газа (ксенона). Все

сетки /, 2, 3 соединены между собой и имеют одинаковый потенциал, примерно равный потенциалу анода 6. Поэтому между первой сеткой / и анодом практически нет поля. Рассеянные электроны отклоняются в сторону и уходят на сетку, а оставшаяся часть электронов достигает анода и создает анодный ток I_a . Таким образом, поток электронов N(x)

на расстоянии x от ускоряющей сетки (т. е. число электронов, проходящих через поперечное сечение лампы в точке x в единицу времени) уменьшается с ростом x от начального значения No у катода (в точке x — 0) до некоторого значения N_a у анода (в точке x – L).

Рассмотрим теперь, какова должна быть реальная вольт-амперная характеристика (ВАХ) тиратрона. Выделим в газе на расстоянии х от катода тонкий слой с площадью поперечного сечения S и тол-




Рис.5. Схематическое изображение тиратрона (слева) и его конструкция (справа): /, 2, 3 — сетки; 4 — внешний металлический цилиндр; 5 — катод; 6 — анод; 7 — накаливаемая спираль

щиной dx (см. рис. 5). Этот слой содержит $d = n_a S dx$ атомов газа (n_a) — концентрация атомов газа в лампе). Суммарная рассеивающая поверхность этих атомов (суммарное эффективное сечение рассеяния) $\mathbf{A} = \mathbf{B} \mathbf{A} \mathbf{A} \mathbf{A} \mathbf{A}$ площадь поперечного сечения атома. Обозначим через dN убыль потока электронов в результате прохождения слоя dx, тогда dN/N(x) есть доля рассеянных электронов, или вероятность рассеяния в слое. Для рассеяния электрона в слое необходимо выполнение двух независимых событий — электрон должен «наткнуться» в слое на атом, и, кроме того, должен на этом атоме рассеяться. Следовательно, вероятность dN/N(x) рассеяния электрона в слое равна произведению двух вероятностей — вероятности для электрона в слое dx встретить атом газа (она равна dx) — доли площади поперечного сечения слоя, перекрываемого атомами) и вероятности рассеяния на атоме w(V):

$$- \mathbf{r} = \mathbf{w}(V) = n_a A_a w(V) dx.$$
 (12)

Интегрируя это соотношение от 0 до ${\bf t}$ и заменяя поток электронов на ток I=Ne, получаем уравнение BAX:

$$I_a = I_0 e^{-c^{\prime} v} C - L n_a A_a, \tag{13}$$

где $I_0 = eNo$ — ток катода, $I_a = eN_a$ — анодный ток.

Согласно классическим представлениям сечение рассеяния электрона на атоме должно падать монотонно с ростом V (обратно пропорцио-

нально скорости электрона, т. е. обратно пропорционально квадратному корню из его энергии), а значит, ВАХ будет монотонно возрастающей функцией, как это показано на рис. ба. По квантовым соображениям вероятность рассеяния электронов и соответствующая ВАХ должны иметь вид, показанный на рис. бб.




Рис. 6. Качественный вид вероятности рассеяния электрона атомом инертного газа и ВАХ тиратрона при классическом (а) и квантовом (б) рассмотрении

Согласно формуле (13) по измеренной ВАХ тиратрона можно определить зависимость вероятности рассеяния электрона от его энергии из соотношения

$$_{W}(VO = -iln^{\wedge}p.$$
 (14)

Задание

Схема установки для изучения эффекта Рамзауэра приведена на рис. 7.

Реально удается надежно наблюдать лишь один (первый, при n=1) минимум в сечении рассеяния электронов и следующий за ним максимум. Дело в том, что уже при n=2 напряженность поля становится столь велика, что с большой вероятностью происходит ионизация атомов и возникает пробой тиратрона. Поэтому измерения проводятся при пониженных величинах накала тиратрона. Кроме того, как показывает расчет, с ростом n глубина минимума резко уменьшается, что приводит к не столь ярко выраженному эффекту «просветления» газа.

- 1. Подключите схему к сети переменного тока 220 В (частота 50 Гц).
- 2. Вначале напряжение накала поставьте на уровне 2-2,5 В, осциллограф должен работать в режиме внешней развертки.
- 3. Плавно увеличивая подаваемое от генератора на тиратрон напряжение, наблюдайте визуально вольт-амперную характеристику тиратро-